



Salamat Teb Arvin Co.,Ltd

شرکت سلامت طب آروین

کاتالوگ PDF



021 88 95 61 05 - 021 88 95 0 235 - 021 88 39 26 72



www.salamat-teb.com

آدرس: تهران، خیابان یوسف آباد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۱۰



شرکت سلامت طب آروین

با سالها تجربه در زمینه ارائه تجهیزات
و ملزومات پزشکی و بیمارستانی مفتخر
به ارائه محصولاتی با کیفیت و مطابق
با استانداردهای جهانی از معتبرترین
کمپانی های اروپایی و آسیایی میباشد.



021 88 95 61 05 - 021 88 95 0 235 - 021 88 39 26 72



www.salamat-teb.com

آدرس: تهران، خیابان یوسف آباد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۱۰



فهرست

- 4 پمپ شیمی درمانی
- 5 کاتر ساکشن مسیر بسته ۷۲ ساعته
- 6 ماسک بیهوشی شفاف بالشتک دار
- 6 لوله تراشه فنردار
- 7 لارنژیال ماسک سیلیکونی
- 8 لوله تراشه دابل لومن (لوله برونشیاال)
- 9 سیستم درناژ Flat
- 10 سیستم درناژ بسته اسپیرال چهارشیاره
- 11 سیستم درناژ بسته اسپیرال روزنه دار
- 12 فیلترتنفسی (Anti-Bacterial-Filter)
- 12 فیلترتنفسی (HMEF)
- 13 لوله تراکستومی
- 14 تروکار لاپاراسکوپی
- 15 استپلر لاپاراسکوپی
- 17 استپلر خطی برشی
- 18 استپلر خطی
- 19 استپلر هموروئید
- 20 استپلر حلقوی
- 21 استپلر پوستی
- 22 اندوبگ لاپاراسکوپی
- 23 سوزن ورس

پمپ شیمی درمانی (Disposable Infusion Pump + Flow Selector device)



پمپ شیمی درمانی (Disposable Infusion Pump + Flow Selector device) وسیله‌ای می باشد که طی هر دوره درمانی داروهای شیمی درمانی را در طول فواصل زمانی مشخص و قابل تنظیم به بدن فرد بیمار تزریق می کند. این پمپ دارای ست تزریق مخصوص اتوماتیک است و دارو از طریق پورت شیمی درمانی و یا آنژیوکت به بیمار تزریق می شود. این پمپ قابل حمل بوده و این امکان را به بیماران می دهد که داروهای شیمی درمانی را حتی در منزل دریافت کنند.

مشخصات

- در حجم های ۲۰۰ و ۳۰۰ ml موجود است
- تزریق دقیق طبق تنظیم پزشک
- دارای کیسه گردنی حمل پمپ
- دارای قابلیت تنظیم ریت تزریق به واسطه Flow Selector device برای پزشک معالج و پرستار بیمار
- دارای قفل تنظیمات جهت جلوگیری از تغییر ریت تزریق توسط خود بیمار
- دارای ترازوی دقیق اندازه گیری مقدار داروی تزریقی در پمپ (Measurement Device)
- دارای پورت ورودی دوطرفه جهت تزریق دارو به محفظه سیلیکونی پمپ و تخلیه دارو از آن
- دارای لیبل مشخصات بیمار و نوع دارو و پزشک معالج- محفظه مقاوم و نشکن در برابر ضربه
- جایگزین مناسب سرم و ست سرم
- تزریق دارو به صورت اتوماتیک
- دارای عملکرد دوگانه و همزمان تزریق پیوستونی و الاسترومیریک که باعث افزایش دقت تزریق از ابتدا تا انتهای تزریق می گردد.
- دارای کلید off جهت قطع عمل تزریق
- ساخت کشور ژاپن

COOPDECH Balloonjector 200 • sepecifications

| Product Number | Flow-selector Flow Rate(mL/h) | | | Color | Quantily(set) |
|----------------|-------------------------------|-----|-----|------------|---------------|
| | A | B | A+B | | |
| CIA20-2030-EU | 2.0 | 3.0 | 5.0 | Blue | 10 |
| CIA20-2040-EU | 2.0 | 4.0 | 6.0 | Light blue | 10 |

Contents: Balloonjector 200(Capacity 200mL)/Flow-selector/Measurement strap>Nama label/Carrying bag

COOPDECH Balloonjector 300 • sepecifications

| Product Number | Flow-selector Flow Rate(mL/h) | | | Color | Quantily(set) |
|----------------|-------------------------------|-----|-----|------------|---------------|
| | A | B | A+B | | |
| CIA30-2040-EU | 2.0 | 4.0 | 6.0 | Light blue | 10 |
| CIA30-3050-EU | 3.0 | 5.0 | 8.0 | Pink | 10 |

Contents: Balloonjector 300(Capacity 300mL)/Flow-selector/Measurement strap>Nama label/Carrying bag

کاتتر ساکشن مسیر بسته ۷۲ ساعته (Closed Suction Catheter 72h)



کاتتر ساکشن مسیر بسته ۷۲ ساعته (Closed Suction Catheter 72h) : از این وسیله کاربردی برای ساکشن کردن ترشحات تجمع یافته ریوی و مخاط راه گلوبی در بیمارانی که در ICU, NICU عمل لوله گذاری برایشان صورت گرفته است استفاده می‌گردد. شاید یکی از مهم ترین نکات درباره استفاده از کاتتر ساکشن بسته رعایت استریلیتی بسیار بالا در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی و مراقبت های ویژه است.

مشخصات

- حفاظت از حنجره و راه گلوبی بیمار در مقابل آسیب به واسطه لوله گذاری های مکرر پس از انجام عمل ساکشن در روش های سنتی با سوند نلاتون.
- جلوگیری از کاهش سطح اکسیژن به دلیل عدم نیاز به قطع رابط اکسیژن بیمار با سیستم اکسیژن رسانی بر خلاف روش سنتی ساکشن با سوند نلاتون.
- کمک به حفظ همودینامیک بیمار با کاهش یافتن مشکلاتی نظیر آریتمی های قلبی
- جلوگیری از افزایش فشار داخل مغزی
- جلوگیری از نفوذ پاتوژن ها نفوذ ویروس و باکتری به بدن بیمار و از بیمار به سیستم به دستگاه اکسیژن رسان و به کادر درمانی.
- تخلیه کامل مخاط و ترشحات در مسیر راه گلوبی بیمار و حلق از طریق روزنه های موجود در سطح مقطع کاتتر که بر خلاف روش سنتی سهولت و کارایی
- بسزایی در این امر برای بیمار و کادر درمان فراهم می‌کند.
- دارای پورت اسپیره (Aspiration Port) جهت جت کردن داروهای استنشاقی بیمار از طریق آن بدون نیاز به جدا کردن بیمار از سیستم اکسیژن رسانی
- دارای پورت ایریگیشن (Irrigation Port) جهت شستشو مدار ساکشن بعد از هر بار انجام عمل ساکشن توسط کادر درمان.
- کاربری راحت (User Friendly)

Normal Tip Type

| Item No | Size (Fr) | Size of Endotracheal Tube/ Tracheotomy Tube: I.D.(mm) |
|---------|-----------|---|
| SGCSC06 | 6 | 4.0-4.5 |
| SGCSC08 | 8 | 5.0-6.0 |
| SGCSC10 | 10 | 6.5-7.0 |
| SGCSC12 | 12 | 7.5-8.0 |
| SGCSC14 | 14 | 8.5-9.0 |
| SGCSC16 | 16 | 9.5-10.0 |

ماسک بیهوشی شفاف بالشتک دار (Disposable PVC Anesthesia Mask)

CE / ISO

| SIZE | CODE |
|-----------------|--------|
| NEONATE 0# | Co6301 |
| IN FANT 1# | Cp6302 |
| PEDIATRIC 2# | Cp6303 |
| SMALL ADULT 3# | Cp6304 |
| MEDIUM ADULT 4# | Cp6305 |
| LARG ADULT 5# | Co6306 |



ماسک بیهوشی شفاف بالشتک دار (Disposable PVC Anesthesia Mask): از این ماسک در فرایند بیهوشی برای بیماران استفاده می‌گردد که به دلیل بالشتک هوای قابل تنظیمی که دارد راحتی برای بیمار در حین فرایند بیهوشی و همچنین فیت شدن بر روی صورت بیمار و جلوگیری از نشت گاز بیهوشی به فضای بیرونی را میسر می‌سازد.

لوله تراشه فنردار

(Reinforced Endotracheal Tube With Cuff)



CE / ISO

| SIZE | CODE | QUALITY PER BOX |
|------|--------|-----------------|
| 3# | RET3 | 100 |
| 3/5# | RET3/5 | 100 |
| 4# | RET4 | 100 |
| 4/5# | RET4/5 | 100 |
| 5# | RET5 | 100 |
| 5/5# | RET5/5 | 100 |
| 6# | RET6 | 100 |
| 6/5# | RET6/5 | 100 |
| 7# | RET7 | 100 |
| 7/5# | RET7/5 | 100 |
| 8# | RET8 | 100 |

لوله تراشه فنردار (Reinforced Endotracheal Tube With Cuff): ساخته شده از مواد pvc شفاف پزشکی و فاقد لاتکس بوده که به دلیل انعطاف بالا و فنردار بودن جایگزین لوله تراشه های ساده و شمالی و جنوبی در دومدل کافدار و بدون کاف است و به هر حالت و زاویه ای بر حسب نیاز قابل انعطاف بوده و دارای (GUIDE) برای سهولت در کارگزاری می باشد.

لارنژیال ماسک سیلیکونی (Disposable Silicone Laryngeal Mask)




لارنژیال ماسک سیلیکونی: (Disposable Silicone Laryngeal Mask) یک وسیله پزشکی است که در بیهوشی های کوتاه مدت کاربرد داشته و از آسیب زدن به راه گلوبی بیمار و حنجره و تارهای صوتی در مقایسه با لوله گذاری (Intubation) عملکرد مناسبی را دارد.

مشخصات

- ساخته شده از سیلیکون Medical-Grade
- یکبار مصرف (کاهش ریسک عفونت های بیمارستانی)
- فاقد لاتکس جهت کاهش حساسیت
- دارای بسته بندی استریل بلیستر (شکلدار) جهت محافظت کامل از کالا

| Size (#) | Mazimum Cuff Inflation Volumes (mL) | Color Code | Petient Weight (KG) | Remark |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| 1 | 4 | Black | 0-5 | Disposable |
| 1.5 | 7 | White | 5-10 | |
| 2 | 10 | Green | 10-20 | |
| 2.5 | 14 | Orange | 20-30 | |
| 3 | 20 | Red | 30-50 | |
| 4 | 30 | Yellow | 50-70 | |
| 5 | 40 | Purple | 70-100 | |

لوله تراشه دابل لومن (لوله برونشیاال) (Disposable Double Lumen Endobronchial Tebe)



لوله تراشه دابل لومن یا لوله برونشیاال (Disposable Double Lumen Endobronchial Tebe): نوعی از لوله تراشه است که در اعمال جراحی قلب و سینه یا شرایطی که باید فقط یکی از برونش ها تهویه را انجام دهد استفاده می شود. در چند مورد نیاز است که فقط یکی از برونش ها تهویه را انجام دهد. برای مثال در زمانی که قصد جدا کردن اتصال دو برونش از همدیگر برای جلوگیری از ورود خون یا عفونت و چرک از یک برونش به برونش دیگر وجود دارد از این وسیله استفاده می شود. همچنین در شرایطی که لازم است فقط یکی از برونش ها تهویه انجام دهد مثلاً در اعمال جراحی آنوریسم آئورت یا جراحی برداشتن قسمتی از ریه معروف به لوبکتومی یا برداشتن کل برونش معروف به پنومونکتومی. این وسیله از دو لوله تراشه با طول نابرابر که در کنار هم قرار گرفته و به یکدیگر چسبیده اند تشکیل شده است. لوله کوتاه تر در نای بیمار قرار می گیرد و دارای دو مدل راست گرد و چپ گرد میباشد.

مشخصات

- از جنس PVC
- با کانکتور (Semi-Seated)
- دریچه مخصوص سرنگ های Luer و Lock
- مارکرهای اشعه X روی بدنه و نشانگر اضافه اشعه X روی کاف
- کاف تراشه فشار پائین آبی با بالون آبی
- استایلیت شکل پذیری
- با درجه بندی
- فاقد لاتکس، استریل

| Size | Reference NO#(Left Side) | Reference NO#(Right Side) | Reference NO#(Left Side with Carina) |
|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 26Fr | DLT0126 | DLT0226 | DLT0326 |
| 28Fr | DLT0128 | DLT0228 | DLT0328 |
| 32Fr | DLT0132 | DLT0232 | DLT0332 |
| 35Fr | DLT0135 | DLT0235 | DLT0335 |
| 37Fr | DLT0137 | DLT0237 | DLT0337 |
| 39Fr | DLT0139 | DLT0239 | DLT0339 |
| 41Fr | DLT0141 | DLT0241 | DLT0341 |

سیستم درناژ Flat به همراه رزروایر ۲۰۰/۴۰۰ میلی لیتری (Silicone Flat wound Drainage Kit + Reservoir 200/400ML)



سیستم درناژ سیلیکونی Flat به همراه رزروایر ۲۰۰/۴۰۰ میلی لیتری

(Silicone Flat wound Drainage Kit + Reservoir 200/400ML): این نوع درناژ از نوع پس‌سیو و با سطح مقطع نوار شکل دارای روزنه هایی در طول نوار کاتتر بوده که مکش کلیه خون و ترشحات خونی از طریق این روزنه ها صورت می‌پذیرد و امکان ایجاد نکروز در محل جراحی را به صفر می‌رساند. به دلیل ظاهر متفاوت و نواری شکل آن در ساکشن و تخلیه ترشحات بعد از جراحی در نواحی خاصی کاربرد دارد.

کاربرد جراحی

- عملهای لاپراسکوپی
- جراحی تهاجمی مثل کولی سیستکتومی (برداشتن سنگ صفرا)
- عمل های چاقی و پلاستیک
- عمل قلب ، قفسه سینه و عمل های ارتوپدی.

| Product Number | Width (mm) | Length (cm) |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| FD0725 | 7 | 25 |
| FD1030 | 10 | 30 |
| Remark | Length could be customized. | |

سیستم درناژ بسته اسپیرال چهارشیاره
(Silicone Round Fluted Wound Drainage Kit+200/400ML Reservoir)



به علت خاصیت مورگی (موینگی) در همه موقعیت ها کاربرد داشته و بدون صدمه زدن به بافت ها به علت دارا بودن حالت اتروماتیک راحتی بیشتری را برای بیمار دارد .عمل تخلیه ترشحات و خون و لخته خون باقی مانده در محل جراحی از ۴ کانال خروجی کاتتر درناژ صورت میپذیرد و از این طریق تخلیه کامل صورت می پذیرد.

موارد استفاده

جراحی قلب و قفسه سینه

- برداشتن لب ریه
- برداشتن قسمتی از ریه
- اعمال آندوسکوپی قفسه سینه
- برداشتن کوچک کردن قفسه سینه
- عمل عروق
- تعویق و بازسازی دریچه

جراحی عمومی

- برداشتن پستان
- لاپراسکوپی

انواع جراحی های کوچک

- کوچک کردن و بازسازی سینه
- ابدومینوپلاستی یا برداشتن شکم
- لیفتینگ

| Product Number | Size (Fr) | O.D.(mm) | Length(mm) | Remark |
|----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|
| RFD1030 | 10Fr | 3.3 | 1200 | |
| RFD1530 | 15Fr | 5.0 | 1200 | Length could be customized |
| RFD1930 | 19Fr | 6.3 | 1200 | |
| RFD2430 | 24Fr | 8.0 | 1200 | |

سیستم درناژ بسته اسپیرال روزنه دار (Silicone Round Perforated Wound Drainage Kit+200/400ML Reservoir)



به علت خاصیت مورگی (موینگی) در همه موقعیت ها کاربرد داشته و بدون صدمه زدن به بافت ها به علت دارا بودن حالت اتروماتیک راحتی بیشتری را برای بیمار دارد. وجود روزنه های ورودی در کل مسـیر کاتتر آن امکان تخلیه کامل ترشحات و خون و لخته خون باقی مانده در محل جراحی را نسبت به نوع چهارشیاره (Fluted) بالا برده و باعث قدرتمند شدن درناژ می شود تا جایی که قدرت تخلیه آن ۲۰-۲۵ برابر درن استاندارد می باشد.

موارد استفاده

جراحی قلب و قفسه سینه

- برداشتن لب ریه
- برداشتن قسمتی از ریه
- اعمال آندوسکوپی قفسه سینه
- برداشتن کوچک کردن قفسه سینه
- عمل عروق
- تعویق و بازسازی دریچه

جراحی عمومی

- برداشتن پستان
- لاپراسکوپی

انواع جراحی های کوچک

- کوچک کردن و بازسازی سینه
- ابدومینوپلاستی یا برداشتن شکم
- لیفتینگ

| Product Number | Size (Fr) | O.D.(mm) | Remark |
|----------------|-----------|----------|----------------------------|
| RPD10 | 10 | 3.0 | Length could be customized |
| RPD12 | 12 | 4.0 | |
| RPD14 | 14 | 4.7 | |
| RPD16 | 16 | 5.3 | |
| RPD18 | 18 | 6 | |
| RPD20 | 20 | 6.7 | |

فیلتر تنفسی (HMEF)

(ANTIBACTERIAL/VIRAL/MOISTURE/FILTER)



CE / ISO

| SIZE | CODE |
|-------|--------|
| CHILD | SGBC03 |
| ADULT | SGBC03 |

این فیلترها جهت حذف باکتری های و عفونت های بیمارستانی به همراه ایجاد رطوبت هوای ورودی از ماشین بیهوشی و ونتیلاتور برای استنشاق بیمار بوده و دارای قدرت مرطوب سازی MGHRO/L-33 می باشد همچنین دارای پورت سنجش CO2 و غشایی آنتی باکتریال با ضریب فیلترینگ % ۹۹/۹۹ می باشد که در دو سایز اطفال و بزرگسال موجود است

فیلتر تنفسی (ANTI-BACTERIAL FILTER)
(ANTIBACTERIAL/VIRAL/FILTER)



CE / ISO

| SIZE | CODE |
|-------|--------|
| CHILD | SGBC03 |
| ADULT | SGBC03 |

این فیلترها جهت حذف باکتری های و عفونت های بیمارستانی کاربرد داشته و همچنین دارای پورت سنجش CO2 و غشایی آنتی باکتریال با ضریب فیلترینگ % ۹۹/۹۹ می باشد که در دو سایز اطفال و بزرگسال موجود است.

لوله تراکستومی
(Tracheotomy Tube)



- ساخته شده از PVC گرید پزشکی و عاری از DEHP
- طراحی شده به صورت کاف دار
- موجود در ۱۵ سایز از ۳ تا ۱۰

| Item No. | Size ID (mm) |
|----------|--------------|
| SGTT50 | 5 |
| SGTT55 | 5.5 |
| SGTT60 | 6 |
| SGTT65 | 6.5 |
| SGTT70 | 7 |
| SGTT75 | 7.5 |
| SGTT80 | 8 |
| SGTT85 | 8.5 |
| SGTT90 | 9 |
| SGTT95 | 9.5 |

Disposable Trocar



- After penetrating the abdominal cavity, the safety device will automatically pop out to avoid damage to the organs.
- Knifeless design
Reduces tissue cutting damage with a blunt design
- Conversion free function
Surgical instruments of different diameters can enter and exit the sheath tube freely, and the sealing performance of the surgical procedure can be guaranteed without a converter.
- The sheath is detachable and easy to take out foreign matter
- When the foreign matter is taken out, the upper part of the sheath can be separated, more convenient for the doctor

Package


| products name | Model | main parts |
|--------------------------------|--|---|
| Disposable Trocar (single) | CCQA03 CCQA05 CCQA10 CCQA12 CCQA15 Without protection | CCQA type corresponding diameter pipe puncture cannula + puncture rod |
| | CCQB10 CCQB12 | CCQB type corresponding diameter pipe puncture cannula + puncture rod |
| Disposable Trocar (one set) | CCQZ2 | CCQA type 10mm size puncture cannula 2 + 1 puncture rod |
| | CCQZ3 | CCQA type 5mm size puncture cannula 2 + 1 puncture rod |

DISPOSABLE ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER STAPLER AND RELOADS



01 Curved tip

Not only provides better visualization to ensure the safety of resection and anastomosis of blood vessels, but also allows blunt dissection of tissues or organs.



02 "Droplets" nail groove

Optimize B-shape staple formation and delivers superior hemostasis and pressure resistance.

03 Unibody anvil

Render bite force adequate and complete compression.



04 Single-hand operation

Make reloads to easily clamp and release, free up surgeons' hands.

05 Rotating system

The marble-type rotary nob delivers more smooth, stable and easy rotation, and the large wave-shaped knob for easy one-handed operation.



























06 Different specifications

The gun has 3 models total, and is compatible with reloads of all specifications, which also include different models according to their colors and heights, helping to deliver superior performance according to a range of thickness.




Order Information

| STAPLER | ORDER CODE | LENGTH(mm) | SHAFT DIAMETER(mm) |
|------------------|---------------|----------------|--|
| STAPLER BODY | WZULS-A-S | 60 | 12 |
| | WZULS-A-L | 160 | 12 |
| | WZULS-A-XL | 260 | 12 |
| | WZULS-B-S | 60 | 12 |
| | WZULS-B-L | 160 | 12 |
| | WZULS-B-XL | 260 | 12 |
| RELOADS | MODELS | SPECIFICATIONS | COLOR OF RELOADS |
| STRAIGHT RELOADS | WZULS-P1 | 30-2.5 | white  |
| | WZULS-P1 | 45-2.5 | white  |
| | WZULS-P1 | 45-3.5 | blue  |
| | WZULS-P1 | 45-4.8 | green  |
| | WZULS-P1 | 60-2.5 | white  |
| | WZULS-P1 | 60-3.5 | blue  |
| | WZULS-P1 | 60-4.8 | green  |
| RELOADS | WZULS-P2 | 30-2.5 | white  |
| | WZULS-P2 | 45-2.5 | white  |
| | WZULS-P2 | 45-3.5 | blue  |
| | WZULS-P2 | 45-4.8 | green  |
| | WZULS-P2 | 60-2.5 | white  |
| | WZULS-P2 | 60-3.5 | blue  |
| | WZULS-P2 | 60-4.8 | green  |
| TRI STAPLE | WZULS-P3-30B | 30-2.5-3.0 | brown  |
| | WZULS-P3-30BE | 30-2.5-3.0 | brown  |
| | WZULS-P3-30P | 30-3.5-4.0 | purple  |
| | WZULS-P3-45B | 45-2.5-3.0 | brown  |
| | WZULS-P3-45BE | 45-2.5-3.0 | brown  |
| | WZULS-P3-45P | 45-3.5-4.0 | purple  |
| | WZULSP3-45H | 45-4.8-5.0 | black  |
| | WZULS-P3-60B | 60-2.5-3.0 | brown  |
| | WZULS-P3-60P | 60-3.5-4.0 | purple  |
| | WZULS-P3-60H | 60-4.8-5.0 | black  |

DISPOSABLE RELOADABLE LINEAR CUTTER STAPLER AND RELOADS

Applications

- To use in creation of anastomotic site or closure of incision in recreation surgeries of digestive tract or other resection procedures.



Applicable departments

General surgery , thoracic surgery , hepatobiliary surgery.

Product Advantages

01 Anvil

Anvil with high strength meets more challenging surgical requirements.

02 Length

The length of stapled line is 1.5 times of that of staple, preventing the risk of bleeding.













03 Convenience

Combination between manual and automatic operation along with corresponding sounds.

04 Reloadable

Reloadable design allows 5 replacements of reloads during one surgery, thus reducing costs.

Order Information

| Models | staple diameter (mm) | staple height (mm) | staple amount | Color of reloads |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---|
| WZCTS-A-60M | 0.2 | 3.8 | 60 | blue  |
| WZCTS-A-60H | 0.2 | 4.2 | 60 | green  |
| WZCTS-A-80M | 0.2 | 3.8 | 80 | blue  |
| WZCTS-A-80H | 0.2 | 4.2 | 80 | green  |
| WZCTS-A-100M | 0.2 | 3.8 | 100 | blue  |
| WZCTS-A-100H | 0.2 | 4.2 | 100 | green  |
| WZCTS-P1-60M | 0.2 | 3.8 | 60 | blue  |
| WZCTS-P1-60H | 0.2 | 4.2 | 60 | green  |
| WZCTS-P1-80M | 0.2 | 3.8 | 80 | blue  |
| WZCTS-P1-80H | 0.2 | 4.2 | 80 | green  |
| WZCTS-P1-100M | 0.2 | 3.8 | 100 | blue  |
| WZCTS-P1-100H | 0.2 | 4.2 | 100 | green  |

DISPOSABLE LINEAR STAPLER

Applications

- To suture incision or open end in digestive tract recreation surgery or viscera resection.



Applicable departments

Applicable for gastrointestinal surgery.

Product Advantages

01 B-shape Staple

Reduce the risk of post-operative bleeding.

02 Narrower design

Reduce the risk of causing damage to peripheral tissue in surgery.

03 Reset button


Make operation easy and efficient.

04 Reloads







with a broad range of models meet various surgical requirements.

05 Convenience

Combination between manual and automatic operation along with corresponding sounds.



Order Information


| MODELS | STAPLE DIAMETER(mm) | STAPLE HEIGHT(mm) | STAPLE AMOUNT | COLOR OF RELOADS |
|------------|---------------------|-------------------|---------------|---|
| WZLS-A-30L | 0.28 | 3.8 | 13 | blue  |
| WZLS-A-30H | 0.28 | 4.5 | 13 | green  |
| WZLS-A-45L | 0.28 | 3.8 | 19 | blue  |
| WZLS-A-45H | 0.28 | 4.5 | 19 | green  |
| WZLS-A-60L | 0.28 | 3.8 | 25 | blue  |
| WZLS-A-60H | 0.28 | 4.5 | 25 | green  |
| WZLS-A-90L | 0.28 | 3.8 | 39 | blue  |
| WZLS-A-90H | 0.28 | 4.5 | 39 | green  |



DISPOSABLE HEMORRHOID STAPLER

Applications

- Applicable for selective resection and suturing of dentate line mucos.



Product Advantages

01 Minimum suture gap

Prevent tissue been crushed.

02 Ring-shape blade

Made through special process and cut sharply.

03 Indicator window

Provide real-time position of nail.

04 Larger cartridge

Provide large scope for more tissue.

05 B-shape staple

Reduce the risk of postoperative bleeding.


06 Reloads

A broad range of specifications meet various surgical requirements.

Order Information

| MODELS | TOTAL LENGTH (mm) | OUTER DIAMETER (mm) | STAPLE HEIGHT (mm) | STAPLE DIAMETER (mm) |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| WZHS-A-32 | 395 | 32 | 3.8 | 0.28 |
| WZHS-A-33 | 395 | 33.5 | 3.8 | 0.28 |
| WZHS-A-34 | 395 | 34 | 3.8 | 0.28 |

DISPOSABLE CIRCULAR STAPLER



Applications

Applicable to end to end, end to side, side to side anastomosis in digestive tract reconstructive surgery of esophagus, stomach and intestines.

Product Advantages

01 Minimum suture gap

Prevent tissue been crushed.

02 Four-axis positioning nail

Ensure precise staple formation.

03 Material

Titanium staple provides tensile strength to ensure steady anastomosis after surgery.

04 Ring-shape blade

Made through special process and cut sharply.

05 Indicator window

Provide real-time position of nail.

06 B-shape staple

Made through special process and cut sharply.

Order Information

| MODELS | TOTAL LENGTH (mm) | OUTER DIAMETER (mm) | STAPLE HEIGHT (mm) | STAPLE DIAMETER (mm) |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| WZCS-A-24 | 450 | 24 | 5 | 0.28 |
| WZCS-A-26 | 450 | 26 | 5 | 0.28 |
| WZCS-A-29 | 450 | 29 | 5.2 | 0.28 |
| WZCS-A-32 | 450 | 32.5 | 5 | 0.28 |



DISPOSABLE SKIN STAPLER

Product Advantages

01 Simple to use

Provide simple operation, lightening the Burden on surgeons.

02 Fast suture

Eases patients' pains and improves operation efficiency.

03 Quick recovery

Minimizes the incision scar and postoperative recovery time.



Applications

Applicable to the establishment of microports for introduction of endoscopes and laparoscopic instruments.

Stapler

- 01 Evert and approach skin incisions.
- 02 Release trigger to achieve the suturing.
- 03 Place stapler on the center of everted skin incisions and squeeze the trigger completely.

Remover



01 Insert the front part of the remover under suture nails, and slide the nails into the notch in the lower jaw.



02 Hold the handle of remover before the upper and lower side of handle are in place.

03 Confirm the suture nails deformed and separated from the skin, and remove the nails.

Order Information

| MODELS | STAPLER WIDTH (mm) | STAPLER DIAMETER (mm) |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| WZDSS-A-15N | 12 | 0.6 |
| WZDSS-A-15W | 13.8 | 0.6 |
| WZDSS-A-25N | 12 | 0.6 |
| WZDSS-A-25W | 13.8 | 0.6 |
| WZDSS-A-35N | 12 | 0.6 |
| WZDSS-A-35W | 13.8 | 0.6 |
| WZDSS-A-45N | 12 | 0.6 |
| WZDSS-A-45W | 13.8 | 0.6 |



Specimen Retrieval Pouch (Endo bag)



Scope of application

- For human minimally invasive speculum surgery, human body tissue specimens/foreign objects are taken out and taken out of the body.

Products features

- New ergonomic design
- Open the bag repeatedly to facilitate the removal of the sample during surgery

- After closing the bag of other company product, the Bag is difficult to open again

- After closing our company bag, it can be opened again and reusable during the surgery



Products advantage

- When a single operation is to cut a plurality of specimens, one specimen bag can perform all specimen removal operations.
- Large surgical specimens (such as kidney, stomach, uterus, intestines, etc.) can be taken out and the specimens can be taken out several times after use, without the need for a large incision, so that it is truly minimally invasive.

Order Information

| Models | Capacity(ml) | Diameter(mm) | Short axis(mm) | Long axis(mm) |
|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| QWD - A60 | 80 | 60 | | |
| QWD - A8 | 250 | N/A | 82 | 92 |
| QWD - A100 | 350 | | 103 | 115 |
| QWD - A130 | 1000 | | 118 | 154 |

Disposable Veress Needle



Security

- Dual alert system ensures safe puncture

Reliability

- The needle body is made of 304 stainless steel, and the needle handle adopts PC environmental protection material. After 16 quality inspection procedures, the product quality is ensured.

Convenience

- The needle handle is designed by human body mechanics, and the puncture operation is comfortable and convenient.

Specification

| Products name | Model | Working length |
|---------------|--------|-----------------------------|
| Veress Needle | QF-120 | Length of the needle: 120mm |
| | QF-150 | Length of the needle: 150mm |




SHENGGUANG




FUSHAN



SHENGGUANG/TAPA




FUSHAN



FUSHAN



SHENGGUANG



TAPPA



FUSHAN



SHENGGUANG



FUSHAN




SHENGGUANG



DAIKEN



FUSHAN



FUSHAN



FUSHAN



FUSHAN



FUSHAN



FUSHAN



Salamat Teb Arvin Co.,Ltd
www.salamat-teb.com



Salamat Teb Arvin Co.,Ltd

شرکت سلامت طب آروین



021 88 95 61 05 - 021 88 95 0 235 - 021 88 39 26 72



www.salamat-teb.com

آدرس: تهران، خیابان یوسف آباد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۱۰

